



PIPETTES MÉCANIQUES À VOLUME VARIABLE



I Performance Ultime

Conçue pour la traçabilité et le confort. En vous permettant de pipeter plus longtemps sans fatigue, PIPETMAN L permet d'augmenter la productivité.

I Pipetage en Sécurité

Le verrouillage du volume réduit les erreurs en évitant tout changement de volume accidentel pendant le pipetage, et vous assure exactitude et répétabilité.

I Confort Optimal

Pipette légère avec des forces de pipetage très faibles. Droitier ou gaucher ? Ajustez l'éjecteur dans la position la plus confortable pour vous.





Éjecteur métal classique ou plastique

Choisissez entre l'éjecteur en acier inoxydable pour plus de robustesse ou en plastique pour éviter la corrosion.



Modèles Multicanaux

La conception des PIPETMAN L Multicanaux garantit une parfaite répétabilité des volumes sur chaque canal pour aspirer et distribuer vos échantillons en toute confiance.

PIPETMAN L Monocanal Volume Variable				
Modèle	Pointes PIPETMAN DIAMOND		Référence	Volume (µL)
P2L	D10 DL10	DF10 DFL10	FA10001P FA10001M	0.2 - 2
P10L*	D10 DL10	DF10 DFL10	FA10002P FA10002M	1 - 10
P20L	D200	DF30	FA10003P FA10003M	2 - 20
P100L	D200	DF100	FA10004P FA10004M	10 - 100
P200L	D200 D300	DF200 DF300	FA10005P FA10005M	20 - 200
P1000L	D1000 D1200	DF1000 DF1200	FA10006P FA10006M	100 - 1000
P5000L	D5000		FA10007**	500 - 5000
P10mLL	D10mL		FA10008**	1000 - 10000
PIPETMAN L Multicanaux				
P8x10L	D10 DL10 DF10 DFL10	FA10013		0.5 - 10
P12x10L		FA10014		
P8x20L	DL10 DFL10 DF30 D200	FA10009		2 - 20
P12x20L		FA10010		
P8x200L	D200 D300 DF200 DF300	FA10011		20 - 200
P12x200L		FA10012		
P8x300L	D200 D300 DF200 DF300	FA10015		20 - 300
P12x300L		FA10016		

Pour une pipette avec un éjecteur plastique, la référence se termine par la lettre P,
Pour une pipette avec un éjecteur métal, la référence se termine par la lettre M.

Les spécifications PIPETMAN L sont téléchargeables ici :

www.gilson.com/Specifications/PipetmanL

Les modèles PIPETMAN L monocanal sont également disponibles en kits.

Pour toujours plus de reproductibilité, PIPETMAN L est également disponible en 15 modèles à volume fixe.

www.gilson.com/ContactUs

ISO 9001
CERTIFIED

LT800565FR © 09/2017 Gilson S.A.S.
All rights reserved. All trademarks
are the property of Gilson, Inc.
and its subsidiaries.

GILSON®